



# TPLO

## Остеотомия большеберцовой кости



## Остеотомия большеберцовой кости



Заболевания передней крестообразной связки (ПКС) являются частой причиной хромоты на тазовую конечность у собак во всем мире; для более быстрого и полного восстановления функции часто рекомендуется хирургическое лечение.

Описано множество хирургических процедур, направленных на лечение боли и нестабильности в коленном суставе на фоне патологий ПКС.

Остеотомия большеберцовой кости с выравниванием плато (TPLO) является одной из наиболее распространенных ортопедических процедур в мире и единственной хирургической процедурой, которая доказанно обеспечивает восстановление нормальной клинической функции.

TPLO, изначально разработанная и описанная Slocum в 1993 году, исключает возможность краниального подвывиха большеберцовой кости за счет ротационной цилиндрической остеотомии проксимальной части большеберцовой кости, которая приводит к уменьшению угла наклона плато большеберцовой кости (ТРА), тем самым исключая ее краниальное смещение. Место остеотомии стабилизируют накостной пластиной.

Изначально, в связи с патентными ограничениями для TPLO использовали только пластину для TPLO Slocum, однако после истечения срока действия патента стали применять различные варианты накостных пластин, в том числе специально разработанные для стабилизации после TPLO. Широко доступны как блокируемые, так и неблокируемые конструкции для кошек и собак всех размеров.

## Блокируемые пластины для TPLO

В зависимости от производителя, форма пластины, отдельные характеристики конструкции и механизм блокировки могут различаться, однако общей особенностью блокируемых пластин для TPLO является то, что винт блокируется как в наkostной пластине, так и в кости. Непосредственный контакт с костью, как таковой, для стабильности конструкции не требуется. Блокируемые пластины для TPLO предварительно контурированы соответственно форме большеберцовой кости. Это не только сводит к минимуму расстояние между пластиной и костью и, соответственно рабочую длину винтов, но также может сократить время операции.

Фиксированный угол отверстий под блокируемые винты диктует направление введения винтов. Зачастую, подобран такой угол, который позволяет избежать повреждения суставной поверхности; при этом винты сходятся в области с максимальным запасом костной ткани.

Такое сходящееся направление блокируемых винтов обеспечивает надежную фиксацию в кости по сравнению с параллельными блокируемыми винтами и неблокируемыми винтами, поскольку для срыва резьбы винта требуется смещение большего объема костной ткани.

Ряд вариантов конструкции пластин для TPLO позволяют сочетать фиксацию блокируемыми и стандартными винтами. Такая гибридная фиксация позволяет осуществлять осевую компрессию при установке неблокируемого винта под нагрузку в отверстие DCP. Эта межфрагментарная компрессия приводит к непосредственному срастанию кости в области остеотомии. Другие конструкции пластин, такие как пластина Balf «Тип В», позволяют выполнить исключительно блокируемую мостовидную фиксацию на тот период, пока не будет обеспечена межфрагментарная компрессия другими средствами.

Конструкция пластины для TPLO Balf «Лист клевера», позволяет выполнять фиксацию как блокируемыми, так и традиционными винтами

во все отверстия проксимальной части пластины и в одно–два отверстия дистальной части пластины. При использовании винтов обоих видов перед введением блокируемых винтов следует установить стандартные.

## Преимущества блокируемых пластин для TPLO

При стандартном методе TPLO используется медиальный доступ к проксимальной части большеберцовой кости для выполнения остеотомии и наложения наkostной пластины. С анатомической точки зрения в этом месте может быть не просто точно контурировать пластину из-за сложной трехмерной формы большеберцовой кости и различных размеров — зачастую существенной — плотной возвышенности с медиальной стороны у животных с заболеваниями ПКС.

Невозможность точно контурировать стандартные наkostные пластины соответственно форме большеберцовой кости может существенно повлиять на выполнение репозиции при остеотомии, поскольку при затягивании стандартных винтов происходит трансляционное смещение сегмента плато, утрата ротации в области остеотомии и торсионные или угловые деформации большеберцовой кости — все это может отрицательно сказаться на клинической функции. При фиксации блокируемой пластиной для достижения стабильности не требуется контакт пластины с костью; таким образом, при затягивании винтов можно будет сохранить ротацию и репозицию в области остеотомии. У некоторых блокируемых винтов с фиксированным углом введения диаметр стержня больше, чем у традиционных винтов, что позволяет выдерживать большие консольные силы при этих условиях.

Кроме сохранения желаемого ТРА интраоперационно, при использовании блокируемых пластин для TPLO наблюдается меньшее изменение ТРА в послеоперационном периоде по сравнению с использованием

традиционных наконечных пластин. Как было доказано в биомеханических исследованиях, при наличии диастаза в месте остеотомии, блокируемая пластина для TPLO Synthes обеспечивает существенно большую жесткость конструкции по сравнению с другими видами конструкций с традиционными пластинами для TPLO.

## Осложнения при использовании блокируемых пластин для TPLO

При использовании блокируемых пластин для TPLO возможно снижение частоты осложнений благодаря сокращению продолжительности операции, меньшей утрате репозиции в области остеотомии и сегмента плато, большей жесткости конструкции с более редкой поломкой имплантата и снижению частоты развития инфекции. Снижение частоты развития инфекции в послеоперационном периоде при использовании блокируемых пластин для TPLO может быть связано с более высокой стабильностью конструкции, сокращением продолжительности операции или лучшим сохранением кровоснабжения в месте операции.

В то время как винты со стабильными блокируемыми углами способствуют повышению прочности конструкции, в некоторых случаях это свойство может привести к определенным сложностям. Если требуется сгибание пластины вокруг крупной припухлости с медиальной стороны, винты окажутся направленными к суставной поверхности. При контурировании пластины вокруг крупной припухлости перед сверлением оценить медиолатеральную траекторию сверла можно на основании угла направителя сверла с резьбой, который блокируется в отверстии пластины, сравнивая этот угол с пальпируемыми анатомическими ориентирами. Если результаты оценки этого угла дают основания опасаться повреждения сустава, пластину можно установить более дистально либо использовать традиционный неблокируемый кортикальный винт, направляя его параллельно суставу или под углом в направлении от него.

После просверливания отверстия полезно осторожно прозондировать просверленное отверстие при помощи глубиномера, чтобы убедиться в том, что сустав не поврежден.

Вышеописанное преимущество сходящихся блокируемых винтов, может привести к сложностям в случае несостоятельности фиксации. В отличие от использования традиционных винтов, когда несостоятельность фиксации обычно связана с движением винта в отверстии пластины в вертикальной плоскости с последующим его выпадением из кости. При использовании блокируемых пластин несостоятельность фиксации обычно связана с рассечением кости. При этом ориентация винтов относительно наконечной пластины не меняется, но винты «прорезаются» сквозь кость метафиза, что приводит к повреждению кости на большом протяжении. Этот большой сегмент утраченной метафизарной кости может осложнить повторную хирургическую фиксацию, так как уменьшается запас костной ткани для надлежащей стабилизации места остеотомии.

## Особые случаи клинического применения блокируемых пластин для TPLO

Блокируемые пластины для TPLO обладают очевидным клиническим преимуществом при применении у пациентов любого размера, позволяя сохранять желаемый ТРА и взаимное расположение сегментов конечности как интраоперационно, так и в послеоперационном периоде. Благодаря более высокой прочности конструкции при блокируемой фиксации можно использовать одну широкую пластину для стабилизации у собак очень крупных и гигантских пород без необходимости дополнительно использовать еще одну наконечную пластину. За счет этого сокращается продолжительность операции и стоимость лечения для клиента.


TPLO можно сочетать с другими хирургическими процедурами, такими как коррекция вывиха коленной чашечки или угловых деформаций

большеберцовой кости. Блокируемые пластины для TPLO при их использовании в качестве опорных способствуют повышению прочности конструкции и особенно эффективны, поскольку в месте остеотомии нередко образуется диастаз, и конструкция с пластиной действует как мостовидная. Как говорилось выше, в этом случае фиксация блокируемой пластиной более эффективна, чем фиксация традиционной пластиной.

## Заключение

TPLO является одной из наиболее часто выполняемых ветеринарных ортопедических процедур. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что оптимальная установка пластины и винтов для TPLO, точная ротация и сохранение желаемого положения плато имеют решающее значение для благоприятного исхода процедуры. За относительно короткий период применения блокируемых конструкций для TPLO собран достаточно большой объем данных относительно их клинических и биомеханических преимуществ над традиционными методами остеосинтеза пластиной при решении указанных задач. Блокируемые винты и пластины могут быть более дорогостоящими, чем традиционные винты, однако такие конструкции имеют большую прочность, позволяют сохранить положение и взаимное отношение фрагментов в области остеотомии, что оказывает положительное влияние на результат. Кроме того, при использовании конструкций с блокируемыми пластинами риск связанных со значительными издержками осложнений может быть снижен.


# Пластины PLP (poliaxial locking plate) для TPLO под винты 1,5 / 2,0 мм



## Пластина TPLO, PLP, 1,5 / 2,0 мм, BALF

- 3 проксимальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP
- 3 дистальных отверстия**  
Одно полиаксиальное блокируемое PLP  
Два динамических компрессионных DCP


**08003510** Левая  
**08003511** Правая



## Пластина TPLO, PLP, 1,5 / 2,0 мм, BALF

- 3 проксимальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP
- 3 дистальных отверстия**  
Одно полиаксиальное блокируемое PLP  
Два динамических компрессионных DCP

**08003512** Левая  
**08003513** Правая




**Пластина TPLO, PLP, 1,5 / 2,0 мм, BALF**

**3 проксимальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP

**3 дистальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP

**08004008** Левая

**08004009** Правая




**Пластина TPLO, PLP, 1,5 / 2,0 мм, BALF**

**3 проксимальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP

**3 дистальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP

**08004010** Левая

**08004011** Правая



**Пластина TPLO, PLP, средняя,  
6 отв 1,5 / 2,0 мм**

**3 проксимальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP

**3 дистальных отверстия**  
Три полиаксиальных блокируемых PLP  
Одно динамическое компрессионное DCP

**08003507**

# Винты 1,5 и 2,0 мм / для PLP

## Неблокируемые винты



Винт кортикальный, 1.5 мм, саморез, T7, Balf

Артикул	Длина
08031535	6 мм
08031536	7 мм
08031537	8 мм
08031538	9 мм
08031539	10 мм
08031540	11 мм
08031541	12 мм
08031542	14 мм
08031543	16 мм
08031544	18 мм
08031545	20 мм



Винт кортикальный, Ø 2.0 мм, саморез, T7, BALF

Артикул	Длина
08032053	6 мм
08032054	8 мм
08032055	10 мм
08032056	12 мм
08032057	14 мм
08032058	16 мм
08032059	18 мм
08032060	20 мм
08032061	22 мм
08032062	24 мм
08032063	26 мм
08032064	28 мм
08032065	30 мм



Сверло, Ø 1.1 мм, 120/30 мм

080505149



Сверло, Ø 1.5 мм, 120/30 мм

080505150



Отвертка малая, T7

08050329



Направитель сверел, Ø 1.5/2.0 мм

08050595



Рукоятка AO-mini

08050124



Отвертка малая, T7

08050329



Рукоятка AO-mini

08050124

## Винты для пластин PLP 1,5 / 2,0 мм



Винт, Ø 1,5 мм, T7, Balf

Артикул	Длина
<b>08030604</b>	6 мм
<b>08030605</b>	8 мм
<b>08030606</b>	10 мм
<b>08030607</b>	12 мм
<b>08030608</b>	14 мм
<b>08030609</b>	16 мм
<b>08030610</b>	18 мм
<b>08030611</b>	20 мм



Сверло, Ø 1.1 мм, 120/30 мм  
**080505149**



Направитель сверел, Ø 1.1мм  
**08070018**



Направитель для полиаксиальной установки винта  
**08070007**



Отвертка малая, T7  
**08050329**



Рукоятка AO-mini  
**08050124**



Винт, Ø 2,0 мм, T7, Balf

Артикул	Длина
<b>08030612</b>	6 мм
<b>08030613</b>	8 мм
<b>08030614</b>	10 мм
<b>08030615</b>	12 мм
<b>08030616</b>	14 мм
<b>08030617</b>	16 мм
<b>08030618</b>	18 мм
<b>08030619</b>	20 мм
<b>08030620</b>	22 мм
<b>08030621</b>	24 мм



Сверло, Ø 1.5 мм, 120/30 мм  
**080505150**



Направитель сверел, Ø 1.6 мм  
**08070006**



Направитель для полиаксиальной установки винта  
**08070007**




Отвертка малая, T7  
**08050329**



Рукоятка AO-mini  
**08050124**

# Пластины для TPLO под винты 1,5 / 2,0 мм




## Пластина «Лист Клевера» LP-DCP для TPLO, BALF

**3 проксимальных отверстия**  
Три круглые блокируемые отверстия LP

**3 дистальных отверстия**  
Одно среднее-круглое блокируемое LP  
Два динамических компрессионных DCP

- 08004000** Левая
- 08004001** Правая




## Пластина «Лист Клевера», LP, BALF

**3 проксимальных отверстия**  
Три круглые блокируемые отверстия LP

**3 дистальных отверстия**  
Три средних-круглых блокируемых LP

- 08004006** Левая
- 08004007** Правая



**Пластина «Лист Клевера со ступенькой», LP-DCP, BALF**

**3 проксимальных отверстия**

Три круглые блокируемые отверстия LP

**3 дистальных отверстия**

Одно среднее-круглое блокируемое LP  
 Два динамических компрессионных DCP

**08004012** Левая

**08004013** Правая

# Винты 1,5 и 2,0 мм

## Неблокируемые винты



Винт кортикальный, 1.5 мм, саморез, T7, Balf

Артикул	Длина
08031535	6 мм
08031536	7 мм
08031537	8 мм
08031538	9 мм
08031539	10 мм
08031540	11 мм
08031541	12 мм
08031542	14 мм
08031543	16 мм
08031544	18 мм
08031545	20 мм



Винт кортикальный, Ø 2.0 мм, саморез, T7, BALF

Артикул	Длина
08032053	6 мм
08032054	8 мм
08032055	10 мм
08032056	12 мм
08032057	14 мм
08032058	16 мм
08032059	18 мм
08032060	20 мм
08032061	22 мм
08032062	24 мм
08032063	26 мм
08032064	28 мм
08032065	30 мм



Сверло, Ø 1.1 мм, 120/30 мм  
080505149



Отвертка малая, T7  
08050329



Рукоятка АО-mini  
08050124



Сверло, Ø 1.5 мм, 120/30 мм  
080505150



Направитель сверел, Ø 1.5/2.0 мм  
08050595



Отвертка малая, T7  
08050329



Рукоятка АО-mini  
08050124

## Винты для пластин 1,5 / 2,0 мм



Винт Ø 1,5 мм, T7, Balf

Артикул	Длина
<b>08030643</b>	6 мм
<b>08030644</b>	7 мм
<b>08030645</b>	8 мм
<b>08030646</b>	9 мм
<b>08030647</b>	10 мм
<b>08030648</b>	12 мм
<b>08030649</b>	14 мм
<b>08030650</b>	16 мм
<b>08030651</b>	18 мм
<b>08030652</b>	20 мм



Сверло, Ø 1.1 мм, 120/30 мм  
**080505149**



Направитель сверел, Ø 1.1 мм  
**08070023**



Отвертка малая, T7  
**08050329**



Рукоятка AO-mini  
**08050124**



Винт Ø 2,0 мм, T7, Balf

Артикул	Длина
<b>08030653</b>	6 мм
<b>08030654</b>	7 мм
<b>08030655</b>	8 мм
<b>08030656</b>	9 мм
<b>08030657</b>	10 мм
<b>08030658</b>	12 мм
<b>08030659</b>	14 мм
<b>08030660</b>	16 мм
<b>08030661</b>	18 мм
<b>08030662</b>	20 мм



Сверло, Ø 1.5 мм, 120/30 мм  
**080505150**



Направитель сверел, Ø 1.5 мм  
**08070024**




Отвертка малая, T7  
**08050329**



Рукоятка AO-mini  
**08050124**

## Пластины для TPLO под винты 2,4 мм




### Пластина «Лист Клевера» LC-DCP TPLO, BALF

**3 проксимальных отверстия**  
Три круглых блокируемых отверстия LP

**3 дистальных отверстия**  
Среднее-круглое блокируемое LP  
Два динамических компрессионных DCP

**08004002** Левая

**08004003** Правая




### Пластина для TPLO, «тип В», LP, BALF®

**3 проксимальных отверстия**  
Три круглых блокируемых отверстия LP

**3 дистальных отверстия**  
Три круглых блокируемых отверстия LP

**08003548** Левая

**08003549** Правая



**Пластина для TPLO, «тип В», LP, BALF®**

**3 проксимальных отверстия**

Три круглых блокируемых отверстия LP

**3 дистальных отверстия**

Три круглых блокируемых отверстия LP

**08003546** Левая

**08003547** Правая

## Неблокируемые винты 2,4 мм



Винт кортикальный, Ø 2.4 мм, саморез, T7, Balf

Артикул	Длина
<b>08032425</b>	6 мм
<b>08032426</b>	8 мм
<b>08032427</b>	10 мм
<b>08032428</b>	12 мм
<b>08032429</b>	14 мм
<b>08032430</b>	16 мм
<b>08032431</b>	18 мм
<b>08032432</b>	20 мм
<b>08032433</b>	22 мм
<b>08032434</b>	24 мм
<b>08032435</b>	26 мм
<b>08032436</b>	28 мм
<b>08032437</b>	30 мм



Сверло, Ø 1.8 мм, 120/30 мм

**080505128**



Направитель сверел, Ø 1.8/2.4 мм

**08050596**



Отвертка малая, T7

**08050329**



Рукоятка AO-mini

**08050124**

## Блокируемые винты 2,4 мм



Винт кортикальный, Ø 2.4 мм, T8

Артикул	Длина	Артикул	Длина
08030663	6 мм	08030673	26 мм
08030664	8 мм	08030674	28 мм
08030665	10 мм	08030675	30 мм
08030666	12 мм		
08030667	14 мм		
08030668	16 мм		
08030669	18 мм		
08030670	20 мм		
08030671	22 мм		
08030672	24 мм		



Сверло, Ø 1.8 мм, 120/30 мм

080505128



Направитель сверел, Ø 1.8мм

08070020



Отвертка малая T8


08050330



Рукоятка АО, малая / средняя

08050123

## Пластины для TPLO под винты 2,7 мм




### Пластина «Лист Клевера», BALF

**3 проксимальных отверстия**  
Круглые блокируемые отверстия LP

**3 дистальных отверстия**  
Блокируемое компрессионное LCP  
Два динамических компрессионных DCP

**08004004** Левая

**08004005** Правая




### Пластина TPLO, «тип А»

**3 проксимальных отверстия**  
Круглые блокируемые отверстия LP

**3 дистальных отверстия**  
Круглое блокируемое LP  
Два динамических компрессионных DCP

**08003508** Левая

**08003509** Правая




### Пластина TPLO, «тип В» LP

**3 проксимальных отверстия**  
Круглые блокируемые отверстия LP

**3 дистальных отверстия**  
Круглые блокируемые отверстия LP

- 08003506** Левая
- 08003505** Правая



### Пластина У-образная LP\_DCP, под винты 2.4/2.7 мм, BALF

**3 проксимальных отверстия**  
Круглые блокируемые LP

**3 дистальных отверстия**  
Круглое блокируемое LP  
Два динамических компрессионных DCP

- 08003520** Левая
- 08003521** Правая

## Неблокируемые винты 2,7 мм



Винт Ø 2,7 мм, саморез, T15, Axios

Артикул	Длина
<b>008150300</b>	12 мм
<b>008150301</b>	14 мм
<b>008150302</b>	16 мм
<b>008150303</b>	18 мм
<b>008150304</b>	20 мм
<b>008150305</b>	22 мм
<b>008150306</b>	24 мм
<b>008150307</b>	26 мм
<b>008150308</b>	28 мм
<b>008150309</b>	30 мм
<b>008150310</b>	32 мм
<b>008150311</b>	34 мм
<b>008150312</b>	36 мм
<b>008150313</b>	38 мм
<b>008150314</b>	40 мм



Сверло, Ø 2.0 мм, 150/30 мм

**080505151**



Направитель сверел, Ø 2.0/2.7

**08050597**



Отвертка T15, АО

**08150521**



Рукоятка АО, средняя/ большая

**08050128**

## Блокируемые винты 2,7 мм



Винт кортикальный, Ø 2.7 мм, T8

Артикул	Длина	Артикул	Длина
<b>08030676</b>	6 мм	<b>08030686</b>	26 мм
<b>08030677</b>	8 мм	<b>08030687</b>	28 мм
<b>08030678</b>	10 мм	<b>08030688</b>	30 мм
<b>08030679</b>	12 мм		
<b>08030680</b>	14 мм		
<b>08030681</b>	16 мм		
<b>08030682</b>	18 мм		
<b>08030683</b>	20 мм		
<b>08030684</b>	22 мм		
<b>08030685</b>	24 мм		



Сверло, Ø 2.0 мм, 150/30 мм

**080505151**



Направитель сверел, Ø 2.0 мм,

**08070021**



Отвертка малая T8


**08050330**



Рукоятка АО, малая / средняя

**08050123**

# Пластины для TPLO под винты 3,5 мм



## Пластина TPLO, «тип А»

3 проксимальных отверстия  
Круглые блокируемые отверстия LP

3 дистальных отверстия  
Круглое блокируемое LP  
Два динамических компрессионных DCP

**08003562** Левая

**08003563** Правая




## Пластина TPLO, «тип В», LP, BALF

3 проксимальных отверстия  
Круглые блокируемые LP

3 дистальных отверстия  
Круглые блокируемые LP

**08003503** Левая

**08003504** Правая




## Пластина TPLO, «тип В», LP, BALF

3 проксимальных отверстия  
Круглые блокируемые LP

3 дистальных отверстия  
Круглые блокируемые LP

**08003564** Левая

**08003565** Правая



**Пластина TPLO, «тип В», LP, 4+4, BALF**

**4 проксимальных отверстия**


Круглые блокируемые LP

**4 дистальных отверстия**

Круглые блокируемые LP

**08003502** Левая

**08003501** Правая



**Пластина «Лист Клевера» для TPLO, BALF**

**3 проксимальных отверстия**

Три круглых блокируемых отверстия LP

**3 дистальных отверстия**


Блокируемое компрессионное LCP

Два динамических компрессионных DCP

Артикул	Старый арт.	Сторона
---------	-------------	---------

<b>08003524</b>	08003530	Левая
-----------------	----------	-------

<b>08003527</b>	08003531	Правая
-----------------	----------	--------



**Пластина «Лист Клевера» для TPLO, BALF**

**3 проксимальных отверстия**

Три круглых блокируемых отверстия LP

**3 дистальных отверстия**


Блокируемое компрессионное LCP

Два динамических компрессионных DCP

Артикул	Старый арт.	Сторона
---------	-------------	---------

<b>08003525</b>	08003532	Левая
-----------------	----------	-------

<b>08003528</b>	08003533	Правая
-----------------	----------	--------



### Пластина «Лист Клевера» для TPLO, BALF

#### 3 проксимальных отверстия


Три круглых блокируемых отверстия LP

#### 4 дистальных отверстия

Два блокируемых компрессионных LCP

Два динамических компрессионных DCP

Артикул	Старый арт.	Сторона
08003526	08003540	Левая
08003529	08003541	Правая



### Пластина для TPLO, LCP, малая, AXIOS

#### 3 проксимальных отверстия


Круглые блокируемые LP

#### 3 дистальных отверстия

Блокируемое компрессионное LCP

Два динамических компрессионных DCP

08150014	Левая
08150018	Правая



### Пластина для TPLO, LCP, средняя, AXIOS

#### 3 проксимальных отверстия


Круглые блокируемые LP

#### 3 дистальных отверстия

Блокируемое компрессионное LCP

Два динамических компрессионных DCP

08150011	Левая
08150012	Правая




**Пластина для TPLO, LCP, большая, AXIOS**

4 проксимальных отверстия  
Круглые блокируемые LP

3 дистальных отверстия  
Блокируемое компрессионное LCP  
Два динамических компрессионных DCP

- 08150015 Левая
- 08150019 Правая




**Пластина для TPLO, LCP, AXIOS**

4 проксимальных отверстия  
Круглые блокируемые LP

4 дистальных отверстия  
Два круглых блокируемых LP  
Два динамических компрессионных DCP

- 08150016 Левая
- 08150020 Правая




**Пластина для TPLO, LCP, большая, AXIOS**

4 проксимальных отверстия  
Круглые блокируемые LP

5 дистальных отверстий  
Два круглых блокируемых LP  
Одно круглое неблокируемое RH  
Два динамических компрессионных DCP

- 08150017 Левая
- 08150021 Правая



### Пластина Y-образная, BALF

**3 проксимальных отверстия**

Круглые блокируемые LP


**3 дистальных отверстия**

Круглое блокируемое LP

Два динамических компрессионных DCP

**08003536** Левая

**08003537** Правая



### Пластина Y-образная, BALF

**4 проксимальных отверстия**

Круглые блокируемые LP

**4 дистальных отверстия**

Два круглых блокируемых LP

Два динамических компрессионных DCP

**08003544** Левая

**08003545** Правая

# Неблокируемые винты 3,5 мм



Винт Ø 3,5 мм, саморез, шлиц T15, Balf

Артикул	Длина
08033586	10 мм
08033587	12 мм
08033588	14 мм
08033589	16 мм
08033590	18 мм
08033591	20 мм
08033592	22 мм
08033593	24 мм
08033594	26 мм
08033595	28 мм
08033596	30 мм
08033597	32 мм
08033598	34 мм
08033599	36 мм
080335100	38 мм
080335101	40 мм
080335102	42 мм
080335103	44 мм
080335104	52 мм
080335105	54 мм



Сверло, Ø 2.5 мм, 150/40 мм

080505170



Направитель сверел, Ø 2.5/3.5 мм,

08050598



Отвертка T15, АО

08150521



Рукоятка АО, большая

08050127

## Блокируемые винты 3,5 мм



Винт, Ø 3.5, T15, Axios

Артикул	Длина	Артикул	Длина
08150371	10 мм	08150382	32 мм
08150372	12 мм	08150383	34 мм
08150373	14 мм	08150384	36 мм
08150374	16 мм	08150385	38 мм
08150375	18 мм	08150386	40 мм
08150376	20 мм	08150387	42 мм
08150377	22 мм	08150388	44 мм
08150378	24 мм	08150389	46 мм
08150379	26 мм	08150390	48 мм
08150380	28 мм	08150391	50 мм
08150381	30 мм		



Сверло, Ø 3.0мм, 180/50мм

080505154



Направитель сверел, Ø 3.0мм

08070022



Отвертка T15, АО

08150521



Рукоятка АО, большая

08050127



Винт, Ø 2,7 мм, T15, Axios

Артикул	Длина	Артикул	Длина
081503285	12 мм	081503293	28 мм
081503286	14 мм	081503294	30 мм
081503287	16 мм	081503295	32 мм
081503288	18 мм	081503296	34 мм
081503289	20 мм	081503297	36 мм
081503290	22 мм	081503298	38 мм
081503291	24 мм	081503299	40 мм
081503292	26 мм		



Сверло, Ø 2.0 мм, 150/30 мм

080505151



Направитель сверел, Ø 2.0 мм

08070025



Отвертка T15, АО

08150521



Рукоятка АО, большая

08050127

# Инструменты для TPLO



**Остеотом, Mini LAMBOTTE, BALF**

Длина – 125 мм

Артикул      Ширина

**08050609**    4 мм

**08050610**    6 мм

**08050611**    8 мм



**Молоток, 180мм, D22мм, 200гр**

**08050625**



**Винт для осцилирующей пилы BOSCH, BALF**


Переходник для TPLO полотна  
(только мелкий зуб)

**08000001**



**Инструмент для контурирования  
пластин по плоскости и ребру, AXIOS**

**08150504**



### Транспортер для TPLO, BALF

Используется, как линейка для предоперационного планирования и подбора нужного полотна для выполнения TPLO

Материал - Оргстекло

**08000009**



### Спица Киршнера, двусторонняя заточка

Артикул	Диаметр	Длина
<b>08080107</b>	3.0 мм	300 мм
<b>08080103</b>	1.5 мм	200 мм
<b>08080110</b>	1.2 мм	160 мм

## Датчики вращения

Основной целью выполнения остеотомии при TPLO, является наклон плато большеберцовой кости на нужный градус, для этого полученный после распила проксимальный фрагмент большеберцовой кости вращают относительно дистального фрагмента.

Расстояние, на которое нужно повернуть отломки относительно друг друга рассчитывается по специальной формуле, а выполнить это точно, помогает датчик вращения.

В ассортименте компании «Бальф» есть 2 датчика вращения. Наиболее популярным является датчик в виде набора пластин, выполненных из медицинской стали с различной шириной, от 5 до 20мм. Понимая расстояние, на которое нужно повернуть костные фрагменты, прикладываем пластину с заранее известной шириной, ставим метки на кости с двух сторон пластины, а после выполнения остеотомии совмещаем метки, добиваясь тем самым желаемого угла наклона плато.



### Датчик вращения для TPLO, от 5 до 15 мм

Артикул

**08000005** BALF



### Датчик вращения для TPLO, от 0 до 20 мм

**08000004**

## Кусачки



**Кусачки для спиц, BALF**

Общая длина - 560 мм

**080500145**



**Кусачки для скусывания проволоки и спиц до 3мм, BALF**

Общая длина - 380 мм

**080500120**



**Кусачки для спиц до 3мм, BALF**

Общая длина - 320 мм

**08050012**



**Кусачки для скусывания проволоки, жесткой до 1,6 мм, мягкой до 2 мм, AESCULAP**

Общая длина - 175 мм

**08050010**



**Кусачки для скусывания проволоки и спиц до 3мм, TC, BALF**

Общая длина - 235 мм

**08050009**

## Костные зажимы



**Зажим костный PATELLA, BALF**

Общая длина - 185 мм

**08050057**



**Зажим костный «Цапка» большой, фрагментарный с винтом, BALF**

**08050051**



**Зажим костный для TPLO, 140мм, BALF**

Общая длина - 140 мм

**08000029**





**Зажим костный для TPLO, 205мм, BALF**

Общая длина - 205 мм

**08000030**

## Ретракторы



### Ретракторы коленного сустава, BALF®

Артикул	Вес животного	Длина	Размер	Ширина губок	Ширина раскрытия
<b>08050460</b>	5 кг	130 мм	Оч. мал.	3 мм	70 мм
<b>08050461</b>	5 – 15 кг	140 мм	Малый	6 мм	67 мм
<b>08050402</b>	15 – 50 кг	190 мм	Средний	8 мм	30 мм
<b>08050432</b>	50 кг и более	200 мм	Большой	10 мм	40 мм



Ширина губок



Ширина раскрытия



**Ретрактор коленного сустава, малый**

Общая длина - 170 мм

**08050466**



**Ретрактор коленного сустава, BALF®**

Общая длина - 255 мм

**08050465**



**Ретрактор коленного сустава,  
артроскопический по Fabrice, BALF®**

Общая длина - 280 мм

**08050435**


## Кондуктор для TPLO

Помимо общехирургических инструментов, для проведения TPLO, требуется и специальный инструмент. Одним из наиболее важных, является кондуктор или его называют джиг (Jig). Это специальный инструмент, который позволяет выполнить качественную остеотомию, сместить плато на нужный угол и установить пластину для дальнейшей фиксации.

В ассортименте компании «Бальф» есть несколько моделей кондукторов, они отличаются внешним видом, функционалом и размером. Самый популярный – это Synthes Style Jig. Он выполнен из сплава титана и имеет в своей конструкции «лепестки» радиусом 24, 27 и 30мм, соответствующие полотнам аналогичного радиуса. Такая конструкция позволяет добиваться точной остеотомии, без «заваливания» полотна. Винты фиксирующие

кондуктор в статичном положении имеют шлиц под шестигранную отвертку S3.5 – это необходимо для надежной фиксации кондуктора на кости. Кондуктор крепится к кости с помощью спиц диаметром 3,0мм. В свою очередь спицы фиксируются в кондукторе болтами с внутренним шестигранником S1.8. Данный инструмент может быть использован не только для TPLO, он используется для любых других остеотомий, так как основная функция любого кондуктора – это удержание образовавшихся после остеотомии частей кости в статичном положении.

Любые другие кондукторы имеющиеся в ассортименте компании «Бальф» отличаются друг от друга только размером. Обусловлено это исключительно размером животного, на котором тот или иной размер кондуктора используется.



### Кондуктор для TPLO, BALF


Synthes Style, Jig, 150 мм  
Для полотен 24 / 27 / 30 мм

**08000006**

### Кондуктор для TPLO, BALF

Slocum Style TPLO Jig Standart 3.0мм, 115мм

**08000017**



### Кондуктор для TPLO, BALF

Slocum Style mini-TPLO, Jig, 90мм

08000019



### Кондуктор для mini-TPLO, Jig

Длина – 65 мм

08000028

## Техническая ортопедическая дрель

Сложно представить остеосинтез без дрели. Любой метод, будь то накостный, или внеочаговый, или интрамедуллярный остеосинтез, требуют сверления кости. Специализированные ветеринарные(медицинские) дрели, стоят дорого и доступны не для каждого. К тому же, если клиника не специализируется на травматологии и остеосинтез достаточно редкое явление, то можно рассмотреть альтернативные, более доступные варианты дрелей. Компания «Бальф» следит за тенденциями рынка и предлагает ветеринарам адаптированный вариант технической дрели, позволяющий получить функционал специального инструмента.

Мы добавили к техническому инструменту канюлированный переходник и трехкулачковый патрон выполненные из медицинской стали. Это позволило получить канал 150 мм, что удобно при работе со спицами. Также патрон и переходник могут подвергаться стерилизации – это влияет на стерильность при выполнении операций. Нами подобраны модели технических шуруповертов, которые имеют небольшой вес, удобный реверс, Li-Ion аккумуляторы и высокое качество. Дополнительно, можно купить чехол, который одевается непосредственно на шуруповерт, что также повышает чистоту при выполнении операций. Чехол можно стирать и стерилизовать.



Техническая  
ортопедическая дрель

080502004

## Дрель ветеринарная, канюлированная, BALF

Специализированная ветеринарная низкооборотистая канюлированная дрель Бальф, зарекомендовала себя в качестве надежного и долговечного помощника среди травматологов и ортопедов.

Дрель имеет съемный патрон, что облегчает его обработку и стерилизацию.

Специальный переходник позволяет не нарушая стерильности заменить аккумулятор во время операции.

Аккумулятор надежно крепится в устройстве.

Наличие канала позволяет фиксировать длинные спицы и сверла.

На тыльной стороне располагается реверс.

Курок дрели чувствителен к нажатию и четко регулирует обороты патрона.

Дрель полностью герметична и может подвергаться стерилизации после извлечения аккумулятора.



### В комплект дрели входит

- Дрель
- Патрон трехкулачковый
- Ключ
- Два аккумулятора
- Зарядное устройство
- Кейс для транспортировки

Артикул комплекта

**08050200**



Переходник АО для сверел

**08050292**



Батарея аккумуляторная

**08050203**

## Пила для TPLO, BALF

Пожалуй, самое важное, при выполнении любой остеотомии – это остеотомия! Ровный распил, одинаковой толщины на всем протяжении получается только с помощью острого пильного полотна и специальной пилы.

### В комплект пилы входит

- Пила
- Два аккумулятора
- 3 винта
- Зарядное устройство
- Кейс для транспортировки

Артикул комплекта

**08000016**



Док-станция, 220 В

**08000021**



Батарея аккумуляторная

**08000020**



Винт для пилы пилы

**08000002**

## Пила для TPLO, BALF

В комплект пилы входит

- Пила
- Два аккумулятора
- 3 винта
- Зарядное устройство
- Кейс для транспортировки

Артикул комплекта

**08000000**



Зарядное устройство

**08000010**



Батарея аккумуляторная

**08000007**



Винт для пилы

**08000008**



Кейс для стерилизации, для пилы TPLO, BALF

**08000018**



30 мм

24 мм

18 мм

### Полотна пильные для TPLO, BALF®


Сменное, цельное, мелкий зуб

Артикул Радиус

**08001803** 18 мм

**08002403** 24 мм

**08003003** 30 мм



33 мм

30 мм

27 мм

24 мм

21 мм

18 мм

15 мм

12 мм

10 мм

### Полотна пильные для TPLO, BALF®

Сменное, цельное

Артикул Радиус

**08000801** 8 мм                      **08002102** 21 мм

**08001002** 10 мм                    **08002402** 24 мм

**08001202** 12 мм                    **08002702** 27 мм

**08001502** 15 мм                    **08003002** 30 мм

**08001802** 18 мм                    **08003302** 33 мм



**Полотна пильные для TPLO, AESCULAP®**

Сменное

Артикул	Радиус		
<b>08001200</b>	12 мм	<b>08002400</b>	24 мм
<b>08001500</b>	15 мм	<b>08002700</b>	27 мм
<b>08001800</b>	18 мм	<b>08003000</b>	30 мм
<b>08002000</b>	20 мм		

# Предоперационный угол тибиального плато

## Предоперационный угол плато большеберцовой кости (ТРА)

13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26°

### Ротация (мм) - обеспечивает результат 5° ТРА

8 мм	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9
10 мм	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3	3.5	3.7
12 мм	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	3.6	3.1	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3
15 мм	2.1	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4
18 мм	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.5
21 мм	3.0	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	7.5
24 мм	3.4	3.8	4.1	4.5	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6
27 мм	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.4	7.9	8.4	8.8	9.3	9.7
30 мм	4.2	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.3	10.8
33 мм	4.6	5.2	5.8	6.3	6.9	7.5	8.1	8.6	9.2	9.8	10.4	10.9	11.5	12.1

**Предоперационный угол плато большеберцовой кости (TPA)**

27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40°

**Ротация (мм) - обеспечивает результат 5° TPA**

8 мм	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.8	4.9
10 мм	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	6.1
12 мм	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8	7.0
15 мм	5.6	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.1	7.4	7.6	7.9	8.1	8.4	8.6	8.8
18 мм	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	10.1	10.3	10.6
21 мм	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3	9.7	10.0	10.4	10.7	11.1	11.4	11.8	12.1	12.4
24 мм	9.0	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3
27 мм	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.5	12.9	13.4	13.8	14.3	14.7	15.2	15.6	16.1
30 мм	11.3	11.8	12.3	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4	15.9	16.4	16.9	17.4	17.9
33 мм	12.7	13.2	13.8	14.4	15.0	15.5	16.1	16.7	17.3	17.8	18.4	19.0	19.6	20.1

# Таблицы подбора инструмента

## Сводная таблица сверл и инструментов при работе с блокируемыми винтами

мм Ø винта	Шлиц	мм Сверло резьбовое	Отвертка	Рукоятка	Направитель	Измеритель длины винта	Система хранения
1.2	Крестооб- разный	1.0	08300517	08300522	08070017	08300500	08030030
1.5 PLP	T7	1.1	08050329	AO-mini	08070018 VA 08070007	08050704	08030030
2.0 PLP	T7	1.5	08050329	AO-mini	08070006 VA 08070007	08050704	08030031
1.5	T7	1.1	08050329	AO-mini	08070023	08050704	08030030
2.0	T7	1.5	08050329	AO-mini	08070024	08050704	08030031
2.4	T8	1.8	08050330	AO	08070020	08050704	08030028
2.7	T8	2.0	08050330	AO	08070021	08050707	08030029
3.5	T15	3.0	08150521	AO	08070022	08050707	08030026
2.4 / 3.5	T15	1.8	08150521	AO	08070026	08050707	08030028
2.7 / 3.5	T15	2.0	08150521	AO	08070025	08050707	08030029
5.0	Гекса 3.5	4.5	08050317	AO	08070011	08050707	—

## Сводная таблица сверл и инструментов при работе с заблокируемыми винтами

<small>мм</small> Ø винта	Шлиц	<small>мм</small> Сверло резьбовое	Отвертка	Зенкер	Рукоятка	Измеритель длины винта	Направитель	Система хранения
1.5	T7	1.1	08050329	Small	AO-mini	08050704	—	08030030
2.0	T7	1.5	08050329	Small	AO-mini	08050704	08050595	08030031
2.4	T7	1.8	08050329	Small	AO-mini	08050704	08050596	08030028
2.7	T15	2.0	08150521	Medium	AO	08050707	08050597	08030029
3.5	T15	2.5	08150521	Medium	AO	08050707	08050598	08030027
4.5	Гекса 3.5	3.2	08050317	Large	AO	08050707	—	—

8 800 333 13 98

zakaz@ooobalf.ru

ooobalf.ru

 Написать

The text 'Написать' (Write) is preceded by a green circular icon containing a white speech bubble with a telephone handset, representing the WhatsApp messaging app.