




Неврология



Инструменты, оборудование
расходные материалы для
ветеринарии

Бормашина, ESCORT-|| PRO

По соотношению цены и качества, идеальное решение для ветеринарии. Корпус блока выполнен из высококачественного ABS пластика- прочен и красив одновременно. Эргономика на высоте! Предусмотрен как регулируемый держатель для наконечника, так и место под фрезы.



| | |
|-------------------|----------------------|
| Частота колебаний | 0-35000 об/мин |
| Крутящий момент | 2.9 Н*см |
| Тип управления | ручной / ножной |
| Доп.функции | Защита от перегрузки |
| Артикул | 07010000 |



Подробнее
clck.ru/3ARj5x

В комплекте



Наконечник прямой

07010005



Наконечник угловой

07010006



Микромотор М33ES35000 об/мин

05150045



Ножная педаль для бормашины

05150088

Бормашина «Бальф» с микро мотором ДП-4

Настольная бормашина электрическая универсальная с коллекторным двигателем ДП-4 может использоваться как в ветеринарной стоматологии, так и в неврологии.

В состав бормашины входят: блок управления, двигатель ДП-4, ножная педаль, подставка под микро мотор.

Важным моментом является, возможность автоклавирования микро мотора.



| | |
|-------------------|-----------------|
| Частота колебаний | 5-40000 об/мин |
| Мощность | 50 Вт |
| Вес, г | 2400 |
| Напряжение, В | ~220±22 |
| Артикул | 07010014 |



Подробнее
clck.ru/3ARjco

Дополнительно к бормашине



Наконечник прямой

07010005



Наконечник угловой

07010006

Бормашина «Бальф» с микро мотором ДП-4

Настольная бормашина электрическая универсальная с коллекторным двигателем ДП-4 может использоваться как в ветеринарной стоматологии, так и в неврологии. Настольные бормашины оснащены перестальтическим насосом, что обеспечивает подачу жидкости на стоматологический наконечник с внешним спреем.

В состав бормашины входят: блок управления, двигатель ДП-4, ножная педаль, подставка под двигатель, перестальтический насос, стойка для крепления флакона с жидкостью.

Важным моментом является, возможность автоклавирования микро мотора.

| | |
|-------------------|------------------|
| Частота колебаний | 300-40000 об/мин |
| Мощность | 120 Вт |
| Вес, г | 2400 |
| Напряжение, Вт | ~220±22 |
| Артикул | 00000000 |



Подробнее
clck.ru/3ARjnf

Дополнительно к бормашине



Наконечник прямой

07010005



Наконечник угловой

07010006

Сагиттальная пила BALF малая

Используется для распила малых фрагментов: резекция головки бедра животным кг до 15, распил челюсти, носа, черепа, остеотомии у мелких и средних собак и пр.

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Амплитуда колебания | До 4 ° |
| Частота колебаний | 0-15000/мин |
| Уровень шума | Не более 75 Дб |
| Стерилизация | Автоклав не более 135° С |
| Полный заряд батареи | 3 часа |
| Вес с аккумулятором | 0,9 кг |



В комплекте

- Пила сагиттальная
- Платформа зарядная
- Батарея – 2 штуки
- Асептический переходник
- Чемодан для транспортировки и хранения

08050278 Артикул комплекта



Видео о пиле
clck.ru/36MCGm

Дополнительно к малой сагиттальной пиле



Батарея аккумуляторная, для пилы малой, BALF

08050202

Костные фрезы (боры)



Бур круглый, 70мм, micro, Розен, AESCULAP

Артикул Диаметр

08050500 1.0 мм

08050504 2.3 мм

08050507 3.1 мм

08050510 4.0 мм

08050513 5.0 мм

08050515 6.0 мм



Бур круглый, 70мм, Komet

Артикул Диаметр

080505127 3.1 мм

080505121 3.5 мм

080505122 4.0 мм

080505123 4.5 мм

080505124 5.0 мм

080505125 6.0 мм

080505126 7.0 мм



Бур круглый, 70мм, ALLPORT, AESCULAP

Артикул Диаметр

08050520 3.1 мм

08050521 3.5 мм

08050522 4.5 мм

08050523 5.0 мм

Костные фрезы (боры), Китай



Бур круглый, Китай


| Артикул | Диаметр | Размер |
|-----------------|---------|---------------|
| 08050511 | 1.0 мм | 2.35 x 105 мм |
| 08050512 | 2.0 мм | 2.35 x 105 мм |
| 08050514 | 3.0 мм | 2.35 x 105 мм |
| 08050516 | 4.0 мм | 2.35 x 105 мм |
| 08050517 | 5.0 мм | 2.35 x 105 мм |
| 08050527 | 5.0 мм | 2.35 x 145 мм |
| 08050528 | 6.0 мм | 2.35 x 145 мм |

Костные кусачки



Кусачки нейрохирургические, KERRISON-JACOBY


Кусачки Керрисона (Выкусыватель Керрисона) это нейрохирургический инструмент. Применяются при операциях на позвоночнике при скусывании дуги позвонка при декомпрессии позвоночного канала. Конструкция кусачек Керрисона позволяет выполнять данные манипуляции безопасно для спинного мозга и твердой мозговой оболочки.



90° вверх

08050080 Ширина рабочей части 1 мм

08050082 Ширина рабочей части 2 мм




130° вверх

080500125 Ширина рабочей части 1 мм

080500140 Ширина рабочей части 2 мм

080500127 Ширина рабочей части 3 мм

08050078 Ширина рабочей части 4 мм




Кусачки костные, 190 мм, LEMPERT

- 080500138 Прямые
- 080500139 Изогнутые




Кусачки костные, 180 мм, JANSEN

- 080500121 Слегка изогнутые



Кусачки костные, 150 мм, LUER


- 080500136 Изогнутые
- 080500137 Сильно изогнутые
- 080500122 Слегка изогнутые



**Кусачки костные, изогнутые,
FRIEDMANN, стандартные**

080500135 140 мм

080500132 125 мм



**Кусачки костные, 150 мм,
MINI-FRIEDMANN, деликатные**

080500133 Прямые

080500134 Изогнутые



**Кусачки костные, 150 мм,
MICRO FRIEDMAN, очень деликатные**

08050087 Прямые

08050088 Изогнутые

Мультиаксиальные винты TM BALF



Диаметр винта 2.2 мм

| Артикул | Диаметр |
|----------|---------|
| 10060018 | 14 мм |
| 10060019 | 16 мм |
| 10060020 | 18 мм |
| 10060021 | 20 мм |



Диаметр винта 3.0 мм

| Артикул | Диаметр |
|----------|---------|
| 10060022 | 16 мм |
| 10060023 | 18 мм |
| 10060024 | 20 мм |
| 10060025 | 22 мм |



Диаметр винта 3.5 мм

| Артикул | Диаметр |
|----------|---------|
| 10060000 | 18 мм |
| 10060001 | 20 мм |
| 10060002 | 22 мм |
| 10060026 | 24 мм |
| 10060027 | 26 мм |
| 10060016 | 40 мм |



Диаметр винта 4.0 мм

| Артикул | Диаметр |
|----------|---------|
| 10060003 | 22 мм |
| 10060004 | 24 мм |
| 10060005 | 26 мм |
| 10060011 | 28 мм |
| 10060014 | 30 мм |
| 10060017 | 40 мм |



Диаметр винта 4.0 мм, усиленный

| Артикул | Диаметр |
|----------|---------|
| 10060037 | 26 мм |
| 10060038 | 28 мм |
| 10060039 | 30 мм |



Диаметр винта 5.0 мм

| Артикул | Диаметр |
|----------|---------|
| 10060028 | 28 мм |
| 10060029 | 30 мм |
| 10060030 | 32 мм |
| 10060031 | 34 мм |
| 10060032 | 36 мм |

Костные фрезы (боры)



Балка, D 2.4 мм

10060013 100 мм



Балка, D 3.0 мм

10060008 120 мм

10060009 140 мм

10060010 160 мм

10060015 220 мм



Балка, D 5.0 мм

10060033 140 мм

10060034 160 мм

10060035 180 мм

10060036 200 мм



Поперечина, 60мм

10060007



Замок поперечины

10060006

Сводная таблица сверл и инструментов для мультиаксиальных винтов TM BALF

| | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| Диаметр винта | 2.2 мм | 3.0 мм | 3.5 мм | 4.0 мм | 4.0 мм (усиленный) | 5.0 мм |
| Балка | 2.4 мм | 2.4 мм | 3.0 мм | 3.0 мм | 5.0 мм | 5.0 мм |
| Замок поперечины | - | - | 10060006 | 10060006 | - | - |
| Поперечина | - | - | 10060007 | 10060007 | - | - |
| Сверло | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.5 |
| Отвертка | Гекса 1.5 | Гекса 1.5 | Гекса 2.5 | Гекса 2.5 | Гекса 3.5 | Гекса 3.5 |
| Рукоятка | АО | АО | АО | АО | АО | АО |



Мультиаксиальные винты Курган



Винты под балку 4.0 мм

| | |
|----------|-----------|
| 10060041 | 3.0x20 мм |
| 10060042 | 3.0x25 мм |
| 10060043 | 3.5x20 мм |
| 10060044 | 4.0x25 мм |



Винты под балку 6.0 мм

| | |
|----------|-----------|
| 10060049 | 3.0x30 мм |
| 10060045 | 4.0x30 мм |
| 10060046 | 4.0x35 мм |
| 10060047 | 5.0x35 мм |
| 10060048 | 5.0x40 мм |



Балка, 250мм

| | |
|----------|------|
| 10060051 | D4.0 |
| 10060050 | D6.0 |



Отвертка для мультиаксиальных винтов Курган, АО, AXIOS

| | | |
|----------|-----|-----------------------|
| 10060055 | T25 | сменное жало |
| 10060052 | T20 | сменное жало и втулка |

Сводная таблица сверл и инструментов для мультиаксиальных винтов Курган

| | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Диаметр винта | 3.0 мм | 3.0 мм | 3.5 мм | 4.0 мм | 4.0 мм | 5.0 мм |
| Балка | 4.0 мм | 6.0 мм | 4.0 мм | 4.0 мм | 6.0 мм | 6.0 мм |
| Замок поперечины | - | - | - | - | - | - |
| Поперечина | - | - | - | - | - | - |
| Сверло | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 - 4.0 |
| Отвертка | T20/T25 | T20/T25 | T20/T25 | T20/T25 | T20/T25 | T20/T25 |
| Рукоятка | АО | АО | АО | АО | АО | АО |

Костный цемент



Synicem 1. Цемент костный, ортопедический, стандартной вязкости

08040014 без гентамицина



Synicem 1G. Цемент костный, ортопедический, стандартной вязкости

08040013 с гентамицином



Synicem 3. Цемент костный, ортопедический, низкой вязкости

02060106 без гентамицина



Synicem 3G. Цемент костный, ортопедический, стандартной вязкости

02060154 с гентамицином

Спицы реперные с негативной резьбой



| Артикул | Ø спицы | L спицы |
|-----------------|---------|---------|
| 08080310 | 1.0 мм | 100 мм |
| 08080312 | 1.2 мм | 120 мм |
| 08080311 | 1.5 мм | 180 мм |
| 08080313 | 1.8 мм | 190 мм |
| 08080314 | 2.0 мм | 200 мм |
| 08080315 | 2.0 мм | 115 мм |
| 08080316 | 3.0 мм | 115 мм |
| 08080317 | 4.0 мм | 115 мм |

Спицы Киршнера




| Артикул | Ø спицы | L спицы |
|-----------------|---------|---------|
| 08080108 | 0.6 мм | 80 мм |
| 08080100 | 0.8 мм | 100 мм |
| 08080101 | 1.0 мм | 150 мм |
| 08080110 | 1.2 мм | 160 мм |
| 08080103 | 1.5 мм | 200 мм |
| 08080104 | 1.8 мм | 250 мм |
| 08080111 | 2.0 мм | 280 мм |

Блокируемые пластины под винты 1,2 мм

Для пациентов карликовых пород, которым требуется фиксация атланта-аксиальной нестабильности или фиксация шейного отдела позвоночника, стандартные импланты могут быть слишком большими.

Для таких пациентов в ТМ BALF есть ряд эксклюзивных имплантов диаметром 1.2 мм.


LP, прямая, под винты 1,2 мм, Balf



20 отверстий


08070303

LP, прямая, гнущаяся



24 отверстия

08070306



23 отверстия

08070307


Блокируемые винты 1,2 мм




Винт Ø 1,2 мм, крестовидный шлиц

| Артикул | Длина |
|----------|-------|
| 08030591 | 4 мм |
| 08030592 | 5 мм |
| 08030593 | 6 мм |
| 08030594 | 7 мм |
| 08030595 | 8 мм |
| 08030596 | 9 мм |
| 08030597 | 10 мм |
| 08030598 | 11 мм |
| 08030599 | 12 мм |
| 08030600 | 13 мм |
| 08030601 | 14 мм |
| 08030602 | 15 мм |
| 08030603 | 16 мм |

Иглы спинномозговые («спиноканы»)



| Артикул | Длина | Размер (Gauge) |
|----------|---------|----------------|
| 00040103 | 1.3x88 | G18 |
| 00040104 | 1.1x88 | G19 |
| 00040105 | 0.9x88 | G20 |
| 00040106 | 0.7x88 | G22 |
| 00040107 | 0.5x88 | G25 |
| 00040108 | 0.45x88 | G26 |



| Артикул | Длина | Размер (Gauge) |
|----------|-------|----------------|
| 00040202 | 40 мм | G19 |
| 00040226 | 75 мм | G20 |
| 00040205 | 88 мм | G20 |
| 00040220 | 40 мм | G22 |
| 00040207 | 88 мм | G22 |
| 00040208 | 88 мм | G25 |

Дополнительные товары



Дистрактор

10060040



Ретрактор GELPI, 100мм, пара (левый, правый)

02060155




Ретрактор GELPI, 205 мм, пара (левый, правый)

02060154



Отсасыватель хирургический, 7E-A, АРМЕД

05140204



Катетер отсасывающий Янкауэр с вакуум-контролем, в комплекте с трубкой 2100мм, D5мм

00060024

Санкт-Петербург, ул. Кременчугская, д. 17, корпус 2

8 812 509 63 93

zakaz@ooobalf.ru

Москва, Научный пр-д, д. 19, БЦ «9 акров», офис 1

8 495 150 43 61

zakaz.msk@ooobalf.ru

Краснодар, ул. Энергетиков, д. 4

8 861 207 29 97

za@ooobalf.ru

Звонки по всей России

8 800 333 13 98